

Anti-Pdcd7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N8D1

Artikelnummer: CM0003913



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen menschliches PDCD7 gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA; erkennt PDCD7 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Verwendung in der Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDCD7 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	59K, ES18, HES18, PDCD7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10081
Gen-ID	10081
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem PDCD7 (Q8N8D1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N8D1
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel