


Anti-Pde10A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y233

Artikelnummer: CM0004398



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes PDE10A, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. PDE10A reguliert die cAMP/cGMP-Signalübertragung und ist im Striatum stark exprimiert. Ideal für neurowissenschaftliche und signaltransduktionsbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE10A Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	ADSD2; IOLOD; HSPDE10A; PDE10A19; LINC00473; PDE10A
Spezies	Mensch
Gen-ID	10846
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 439-779 des humanen PDE10A (NP_006652.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y233
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel