


Anti-Pde10A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y233

Artikelnummer: CM0022430



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDE10A, eine striatale cAMP/cGMP-Phosphodiesterase, die an der Signaltransduktion beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE10A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADSD2, IOLOD, HSPDE10A, PDE10A19, LINC00473, PDE10A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10846
Gen-ID	10846
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-200 von humanem PDE10A (NP_001124162.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9Y233
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel