


Anti-Pde12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6L8Q7

Artikelnummer: CM0020454



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PDE12 (2',5'-Phosphodiesterase 12) gerichtet ist, für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Regulation des antiviralen 2-5A-Systems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PDE12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	2-PDE; 2'-PDE; PDE12
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	201626
Gen-ID	201626
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-300 von menschlichem PDE12 (NP_001309106.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6L8Q7
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel