

Anti-Pde1A-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P54750

Artikelnummer: CM0013188

Einführung

PDE1A-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte validiert wurde. Er richtet sich gegen die calcium-/calmodulinabhängige Phosphodiesterase 1A, einen wichtigen Regulator der Signalübertragung zyklischer Nukleotide. Ideal für die kardiovaskuläre und neurologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	PDE1A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HCAM1; HCAM-1; HSPDE1A; CAM-PDE 1A; CAM-PDE-1A; PDE1A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5136
GeneID	5136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 446-545 des humanen PDE1A (NP_005010.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P54750
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel