


Anti-Pde3A-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14432

Artikelnummer: CM0023920



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen PDE3A, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Apoptose und cAMP/cGMP-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE3A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A; PDE3A
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5139
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 380-660 des humanen PDE3A (NP_000912.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14432
Proteingewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel