


Anti-Pde3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13370

Artikelnummer: CM0025800



Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchen-Anti-PDE3B-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines PDE3B, eine Phosphodiesterase mit Doppelspezifität, die an Angiogenese und Herzfunktion beteiligt ist. Ideal für die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HcGIP1; cGIPDE1; PDE3B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5140
Gen-ID	5140
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-660 von menschlichem PDE3B entspricht (NP_000913.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13370
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel