

Anti-Pde4B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q07343

Artikelnummer: CM0021243



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PDE4B (DPDE4, PDEIVB). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die cAMP-Signalwegforschung und Arzneimittelentwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE4B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DPDE4, PDEIVB, PDE4B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5142
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 636-736 von humanem PDE4B (NP_002591.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q07343
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel