

Anti-Pde4D Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08499

Artikelnummer: CM0018722



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDE4D, eine cAMP-spezifische Phosphodiesterase. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit humanem und Rattenmaterial. Ideal für die Untersuchung der cAMP-Signalgebung und verwandte Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE4D Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DPDE3; PDE43; STRK1; ACRDYS2; HSPDE4D; PDE4DN2; PDE4D
Spezies	Human
GeneID (Human)	5144
GeneID	5144
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 249-518 des humanen PDE4D (NP_001184152.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q08499
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eistasche