


Anti-Pde5A Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - O76074

Artikelnummer: CM0028106



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PDE5A (cGMP-spezifische Phosphodiesterase). Validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Eingesetzt in der Erforschung von cGMP-Signalwegen und Stickstoffmonoxid-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE5A polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	CN5A; PDE5; CGB-PDE; PDE5A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8654
GeneID	8654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 des menschlichen PDE5A (NP_001074.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76074
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Kühlakku