

Anti-Pde6A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16499

Artikelnummer: CM0027185

Einführung

Kaninchen-polyclonaler PDE6A-Antikörper (PDEA, RP43) für WB und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Zielgerichtet gegen die alpha-Untereinheit der Stäbchen-cGMP-Phosphodiesterase für die Forschung zu visueller Signaltransduktion und Retinitis pigmentosa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE6A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	PDEA; RP43; CGPR-A; PDE6A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5145
Gen-ID	5145
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16499
Proteinmasse	100 kDa
Versand	Eisbeutel