


Anti-Pde6D-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43924

Artikelnummer: CM0016962



Einführung

Der polyklonale PDE6D-Antikörper von CamelBio (Kaninchen-pAb), validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Transports prenyllierter Proteine und des ziliären Targetings in Forschung und Diagnostik. One-Stop-Beschaffung von IVD-Rohstoffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE6D Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PDED; JBTS22; PDE6D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5147
Gen-ID	5147
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-150 des humanen PDE6D (NP_002592.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43924
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Kühlakku