

Anti-Pde7A Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13946

Artikelnummer: CM0016459



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen cAMP-spezifische Phosphodiesterase 7A, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von cAMP-Signalübertragung und Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE7A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	HCP1; PDE7; PDE7A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5150
Gen-ID	5150
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 345-456 der menschlichen PDE7A (NP_002594.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13946
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eisbeutel