


Anti-Pde8A-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - O60658

Artikelnummer: CM0017232



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes PDE8A, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der cAMP-Signalübertragung und des Zelltods.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE8A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HsT19550, PDE8A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5151
GeneID	5151
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-120 des humanen PDE8A (NP_002596.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60658
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Eisbeutel