


Anti-Pdf Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hbh1

Artikelnummer: CM0018048



Einführung

Anti-PDF Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf mitochondriale Peptid-Deformylase für Studien zur Proteinbiosynthese und IVD-Entwicklung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PDF
Spezies	Mensch
Gen-ID	64146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 40-243 der menschlichen PDF (NP_071736.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HBH1
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel