


Anti-Pdgfa-Polyklonalantikörper Für Ihc-P, Elisa - P04085

Artikelnummer: CM0021387



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDGFA, validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Entwicklungs-, Zellproliferations- und Wundheilungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PDGF1; PDGF-A; PDGFA
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5154
GeneID	5154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-110 von humanem PDGFA (NP_002598.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P04085
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel