


Anti-Pdgfb-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01127

Artikelnummer: CM0016764



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes PDGFB (platelet-derived growth factor subunit B), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte; detektiert ein Band bei 27 kDa. Nützlich für Studien zu Zellproliferation, Angiogenese und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PDGFB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5155
Gen-ID	5155
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 140-241 von humanem PDGFB entspricht (NP_002599.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P01127
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eistasche