


Anti-Pdgfb Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01127

Artikelnummer: CM0007606



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PDGFB (P01127). Geeignet für WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert mit synthetischem Peptid-Immunogen. Ideal für Studien zur Zellproliferation und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFB Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Spezies	Human
GenID	5155
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 142-241 von humanem PDGFB (NP_002599.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01127
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel