

Anti-Pdgfd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Gzp0

Artikelnummer: CM0019720

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PDGFD (IEGF, SCDGF-B) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für Forschung zu Zellproliferation, Angiogenese, Wundheilung und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80310
Gen-ID	80310
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 19-307 von menschlichem PDGFD (NP_079484.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9GZP0
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel