

Anti-Pdgfd Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzp0

Artikelnummer: CM0013058

Einführung

PDGFD Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humaner, muriner und rätischer PDGFD. Ideal für Forschung zu Zellproliferation, Entwicklung und Wundheilung. Q9GZP0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFD Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80310
GenID	80310
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZP0
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel