

Anti-Pdgfra Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P16234

Artikelnummer: CM0010439



Einführung

Kaninchen monoklonaler PDGFRa Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PDGFRa (CD140A). Rekombinantes Immunogen (aa 24-528). Ideal für Krebs- und Entwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFRa Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD140A, PDGFR2, PDGFR-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5156
GeneID	5156
Immunogen	Rekombinantes Protein (24-528aa von humanem PDGFRa)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16234
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel