

Anti-Pdgfra/Cd140A Kaninchen Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P16234

Artikelnummer: CM0009595



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper, konjugiert mit , zielgerichtet gegen menschliches und murines PDGFR α /CD140a. Validiert für Durchflusszytometrie, ideal für Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalisierung und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Mouse PDGFR α /CD140a mAk
Bemerkungen/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Spezies	Mensch
GenID	5156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-524 von menschlichem PDGFR α (NP_006197.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16234
Proteingewicht	24kDa/82kDa/123kDa
Versand	Eisbeutel