

Anti-Pdgfra/Pdgfr Alpha Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16234

Artikelnummer: CM0019715



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PDGFR alpha (CD140a). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalwegen, Krebs und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFR alpha Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; PDGFR alpha
Spezies	Human
GeneID (human)	5156
GeneID	5156
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 896-1059 von humanem PDGFR alpha (NP_006197.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16234
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel