


Anti-Pdgfrb-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P09619

Artikelnummer: CM0017703



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PDGFRB (P09619) für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die IVD-Forschung und -Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFRB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Spezies	Human
GeneID (Human)	5159
Gen-ID	5159
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 900-1000 des humanen PDGFRB (NP_002600.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09619
Protein-Gewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel