


Anti-Pdgfrb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09619

Artikelnummer: CM0002852



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PDGFRB (CD140B). Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Hohe Spezifität für PDGFRB; kreuzreagiert mit humanem und murinem Protein. Geeignet für die Untersuchung von PDGF-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFRB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5159
GenID	5159
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000-1106 von humanem PDGFRB (P09619) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09619
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel