


Kaninchen-Polyclonaler Anti-Pdgfrb-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09619

Artikelnummer: CM0020656



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PDGFRB (Beta-Rezeptor für den von Blutplättchen abgeleiteten Wachstumsfaktor). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Angiogenese, Zellproliferation und Signalübertragung über Rezeptor-Tyrosinkinasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFRB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IMF1, KOGS, IBGC4, JTK12, PDGFR, PENTT, CD140B, PDGFR1, PDGFR-1, PDGFRB
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5159
Gen-ID	5159
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09619
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel