

Anti-Pdgfrl Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q15198

Artikelnummer: CM0027660

Einführung

Der polyklonale PDGFRL (PDGRL/PRLTS) Kaninchen-Antikörper erkennt das humane und murine Platelet-derived Growth Factor Receptor-like Protein, einen Tumorsuppressor. Geeignet für WB und ELISA, 42 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFRL Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	PDGRL; PRLTS; PDGFRL
Spezies	Human
GeneID (Human)	5157
GeneID	5157
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 15-205 des humanen PDGFRL (NP_006198.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15198
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku