

Anti-Pdha1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08559

Artikelnummer: CM0003875



Einführung

Hochwertiger Anti-PDHA1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA-Anwendungen. Spezifisch für humanes, Maus- und Ratten-PDHA1, ein Schlüsselenzym der Mitochondrien, das Glykolyse und Zitratzyklus verbindet. Geeignet für Stoffwechselforschung und Krankheitsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDHA1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5160
GeneID	5160
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem PDHA1 (P08559) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08559
Protein-Gewicht	43kDa
Versand	Eistasche