

Monoklonaler Anti-Pdha1-Antikörper Für Wb - P08559

Artikelnummer: CM0004488



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper spezifisch gegen humanes PDHA1, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit murine PDHA1. Zielt auf ein wichtiges mitochondriales Enzym ab, das Glykolyse und TCA-Zyklus verbindet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDHA1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5160
Gen-ID	5160
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 248-348 von humanem PDHA1 (NP_000275.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08559
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel