

Anti-Pdha1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P08559

Artikelnummer: CM0018799



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PDHA1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des mitochondrialen Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes und des Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDHA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	5160
GeneID	5160
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-390 von humanem PDHA1 (NP_000275.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08559
Proteingewicht	43kDa
Versand	Kühltasche