

Anti-Pdha2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - P35487

Artikelnummer: CM0016013

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PDHA2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Erkennt ein 43 kDa mitochondriales Protein im Hoden, geeignet für Studien des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDHA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Pdhal; PDHA2
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	5161
Gen-ID (Maus)	18598
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 230-391 von Maus-PDHA2 (NP_032837.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35487
Protein-Gewicht	43kDa
Versand	Eistasche