

Anti-Pdhb Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11177

Artikelnummer: CM0009566



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches PDHB, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für metabolische Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDHB Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5162
Gen-ID	5162
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 260-359 der menschlichen Pyruvat-Dehydrogenase E1 beta-Untereinheit (P11177) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11177
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel