

Anti-Pdhb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P11177

Artikelnummer: CM0026079



Einführung

PDHB Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PDHB. Geeignet für Forschung zum Pyruvatdehydrogenase-Komplex, Glukosestoffwechsel und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDHB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5162
Gen-ID	5162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem PDHB (NP_000916.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11177
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel