

Anti-Pdia2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13087

Artikelnummer: CM0015289

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDIA2, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattus-Ziele. Nützlich für die Untersuchung von Chaperon-Funktionen im endoplasmatischen Retikulum und Östrogen-bindenden Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDIA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDI; PDA2; PDIP; PDIR; PDIA2
Spezies	Human
GeneID (Human)	64714
GeneID	64714
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 326-525 des humanen PDIA2 (NP_006840.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13087
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel