

Anti-Pdia4 Kaninchen Polyklonaler Antikörper - P13667

Artikelnummer: CM0027516



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PDIA4 (ERP70/ERP72) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Proteindisulfid-Isomerasen und ER-Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDIA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERP70; ERP72; ERp-72; PDIA4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9601
GenID	9601
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem PDIA4 (NP_004902.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13667
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel