

Anti-Pdia6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15084

Artikelnummer: CM0009676



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen menschliches PDIA6 (ERP5/P5) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; geeignet für die Untersuchung von ER-Stress, der Reaktion auf fehlgefaltete Proteine und der Thrombozytenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDIA6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Spezies	Mensch
Gen-ID	10130
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem PDIA6 (NP_005733.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15084
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel