

Anti-Pdk1/Pdhk1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15118

Artikelnummer: CM0008755



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PDK1/PDHK1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung von Glukosestoffwechsel, Hypoxie und mitochondrialer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDK1/PDHK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PDK1; Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase 1; PDK1/PDHK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5163
Gen-ID	5163
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15118
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel