

Anti-Pdk1/Pdhk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15118

Artikelnummer: CM0015701



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes PDK1/PDHK1 (Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase 1). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Regulation des Glukosestoffwechsels und der Hypoxieantwort. ~49 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDK1/PDHK1 Kaninchen pAK
Bemerkungen/Alias	PDK1; PDK1/PDHK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5163
Gen-ID	5163
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 337-436 von humanem PDK1/PDHK1 (NP_002601.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15118
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel