


Anti-Pdk1/Pdpk1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15530

Artikelnummer: CM0023024



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen PDK1/PDPK1, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Ideal zur Untersuchung der Insulinsignalisierung sowie von Signalwegen der Zellproliferation und des Zellüberlebens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDK1/PDPK1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	PDK1, PDPK2, PDPK2P, PRO0461, PDK1/PDPK1
Organismus	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 409-556 des humanen PDK1/PDPK1 (NP_002604.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15530
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku