

Anti-Pdk2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15119

Artikelnummer: CM0012657



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes PDK2 (Pyruvatdehydrogenasekinase 2) abzielt. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Stoffwechsel- und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PDHK2; PDKII; PDK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5164
GenID	5164
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 308-407 von menschlichem PDK2 (Q15119) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15119
Proteingewicht	39 kDa/46 kDa
Versand	Eisbeutel