

Anti-Pdk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15119

Artikelnummer: CM0026357



Einführung

Anti-PDK2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und raten PDK2. Ideal für die Untersuchung der Regulation des Glucose- und Fettsäurestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDHK2; PDKII; PDK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5164
GenID	5164
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 128-407 von menschlichem PDK2 (NP_002602.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15119
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel