


Anti-Pdk3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15120

Artikelnummer: CM0030246



Einführung

PDK3 Rabbit pAb detektiert humanes, murines und ratten PDK3. Geeignet für WB und ELISA, zielt dieser Antikörper auf eine mitochondriale Kinase ab, die an der Regulation des Glukosestoffwechsels beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDK3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Spezies	Human
GeneID (Human)	5165
GeneID	5165
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 137-406 des humanen PDK3 (NP_005382.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15120
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eistasche