


Anti-Pdk3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15120

Artikelnummer: CM0018537



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PDK3, validiert für Western Blot und ELISA. Ziel ist die mitochondriale Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase-Isoform 3, ein Regulator des Glukosestoffwechsels und der aeroben Atmung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDK3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5165
GenID	5165
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 137-406 von humanem PDK3 (NP_005382.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15120
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel