


Anti-Pdlim1/Clp36 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Artikelnummer: CM0003161



Einführung

Kaninchen monoklonaler PDLIM1/CLP36 Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für Studien zu zytoskelettalen Adaptoren, Stressfaser-Dynamik und Zellmigrationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDLIM1/CLP36 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Spezies	Human
GeneID (Human)	9124
GeneID	9124
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem PDLIM1/CLP36 (O00151) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O00151
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eistasche