


Anti-Pdlim1/Clp36 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Artikelnummer: CM0025434



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDLIM1/CLP36, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt ein 36 kDa zytoskeletttales Adapterprotein, das an der Organisation von Spannfasern beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDLIM1/CLP36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9124
Gen-ID	9124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-329 von humanem PDLIM1/CLP36 (NP_066272.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00151
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel