


Anti-Pdlim4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P50479

Artikelnummer: CM0022657



Einführung

PDLIM4 Kaninchen-pAb (P50479) ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf PDZ- und LIM-Domain-Protein 4 ab, welches die SRC-Aktivierung unterdrückt und die Reorganisation des Aktin-Zytoskeletts reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDLIM4 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RIL; PDLIM4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8572
GenID	8572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-210 von menschlichem PDLIM4 (NP_003678.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50479
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel