

Anti-Pdlim5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Hc4

Artikelnummer: CM0030173



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDLIM5, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Herzentwicklung, Kardiomyopathie und neuropsychiatrischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PDLIM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Spezies	Human
GeneID (Human)	10611
GeneID	10611
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 317-596 von humanem PDLIM5 (NP_006448.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96HC4
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel