

Anti-Pdlim5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Hc4

Artikelnummer: CM0019234



Einführung

Kaninchen-polyklonaler PDLIM5-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human. PDLIM5 gerüstet PKC an kardialen Z-Scheiben und formt dendritische Dornfortsätze; impliziert bei bipolaren Störungen und Schizophrenie. Ideal für Herz- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDLIM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Spezies	Human
Gen-ID	10611
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem PDLIM5 (NP_006448.5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96HC4
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel