

## Anti-Pdp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9P0J1

Artikelnummer: CM0015703

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDP1, eine mitochondriale Pyruvatdehydrogenase-Phosphatase. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Vorhergesagte Molekülmasse: 61 kDa. Ideal für die Erforschung des Stoffwechsels und der Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PDP1-Kaninchen-pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | PDH; PDP; PDPC; PPM2A; PPM2C; PDP1                                                                                         |
| Art               | Mensch                                                                                                                     |
| GeneID (Mensch)   | 54704                                                                                                                      |
| GeneID            | 54704                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 72-260 des humanen PDP1 (NP_060914.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | Q9P0J1                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 61 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                   |