

Anti-Pdp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J9

Artikelnummer: CM0024591

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches PDP2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen Pyruvat-Dehydrogenase-Regulation und Immunometabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPM2B, PDPC 2, PPM2C2, PDP2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	57546
GeneID	57546
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 67-250 des menschlichen PDP2 (NP_065837.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9P2J9
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel